

Cosa consiglia il medico competente di UNIMI?



Modalità di impiego della soluzione fisiologica

Va usata per lavare e pulire un'eventuale ferita aperta e sanguinante, nonché i tessuti circostanti. La confezione di soluzione fisiologica una volta aperta non può essere riutilizzata in quanto non più sterile.



Modalità di impiego della soluzione cutanea di iodopovidone

L'etichetta del flacone deve dichiarare che il disinfettante è utilizzabile anche sulle ferite e non esclusivamente sulla cute integra, nel quale caso il disinfettante medesimo non è suscettibile di essere applicato direttamente sulla ferita.



Modalità di impiego del ghiaccio pronto uso

Il freddo ha le proprietà di limitare il dolore, di contrastare le raccolte di sangue all'interno dei tessuti (ematomi) e le perdite di sangue verso l'esterno, di combattere i processi infiammatori post-traumatici (ferite, contusioni, traumi articolari). L'uso del freddo, generato da qualsiasi fonte, è sempre raccomandabile.




Modalità di impiego dello sfigmomanometro

Lo sfigmomanometro deve essere contenuto in tutte le cassette di pronto soccorso installate all'interno delle portinerie universitarie e, ove la portineria non sia presente, in almeno una delle cassette di pronto soccorso installate.

Lo sfigmomanometro deve essere reso disponibile, in caso di emergenza, al personale medico (o paramedico) eventualmente intervenuto che ne faccia richiesta.

N.B.: il personale medico (o paramedico) è l'unico soggetto abilitato all'impiego di questa apparecchiatura biomedicale, nonché ad una corretta valutazione dei valori della pressione arteriosa.



<p style="text-align: center;">Primo trattamento delle ferite di piccola entità</p> <p>Vanno lavate con acqua fresca (non usare la soluzione fisiologica) e disinfettate con la soluzione di iodopovidone. La ferita va poi protetta con una garza o con un cerotto.</p>	
<p style="text-align: center;">Primo trattamento delle ferite di rilevante entità</p> <p>Vanno lavate con abbondante soluzione fisiologica; i tessuti circostanti devono essere disinfettati con la soluzione di iodopovidone. La ferita va poi protetta con una garza o con un cerotto.</p>	